

新発売のご案内

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器

グロウジェクター[®] 2

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、医薬品・ワクチン用注入器「グロウジェクター[®] 2」を新発売することとなりましたので、謹んでご案内申し上げます。

敬 具

記

1. 新発売日：2012年7月30日（月）


2. 製品写真

グロウジェクター[®] 2にご使用いただく製剤は、以下の写真の通り、グロウジェクト[®] BC 注射用 8mg（ホルダー変更品）です。

グロウジェクター[®] 2 本体



グロウジェクト[®] BC 注射用 8mg
（ホルダー変更品）個装箱



グロウジェクト[®] BC 注射用 8mg
（ホルダー変更品）製剤



専用充電台 / 専用ACアダプタ
本体は充電式ですので、同梱されている充電台で充電して下さい。



冷蔵保存ケース
使用中の製剤は保護キャップを取り付け、同梱されている冷蔵保存ケースに入れて冷蔵庫で保管して下さい。

「グロウジェクター[®]2」個装箱には、ペン本体と以下の写真の部品が、取扱説明書等の資料とともに同梱されています。



3. 流通コード、区分等

品名	包装	統一商品コード	耐用期間	区分
グロウジェクター [®] 2	1本	464-50024-5	使用開始から3年間	管理医療機器

品名	JMDNコード	JANコード	JANコードシンボル
		GS1-128用商品コード	GS1-128コードシンボル
グロウジェクター [®] 2	12504002	4987464500245	4 987464 500245
		(01)04987464500245	(01)04987464500245

4. 個装箱サイズ

品名	個装箱サイズ	重量
グロウジェクター [®] 2	217mm×319mm×75mm	約1.1kg

5. グロウジェクター2専用入力装置について

「グロウジェクター[®]2」は、成長ホルモン注入量を自動的に計算して設定できる注入器です。投与回数等の条件は、医師が専用入力装置を用いて入力します。

専用入力装置は、製品に同梱されておりませんので、入手方法等につきましては、弊社担当者にお問い合わせ下さい。

以上