

## 包装変更のお知らせ

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器

### ツインジェクター® EZII

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、「ツインジェクター® EZII」につきまして、下記の通り包装変更致しますので、謹んでご案内申し上げます。

変更品出荷時には、新旧両製品が流通しご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、今後とも、より一層弊社製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

#### 1. 変更品目：ツインジェクター® EZII

#### 2. 変更内容

個装箱に封入しておりました、針なしシリンジ（1個）ならびに、アダプター（1個）の封入を廃止致します。また併せて、個装箱のサイズ、JANコード、GS1コード、取扱説明書の内容ならびに、仕様等を変更致します。

尚、変更品には当面の間、『(包装変更品)』の表示を致します。



## 【変更内容一覧】

変更内容	変更前	変更後
個装箱サイズ	200mm×70mm×132mm	200mm×40mm×125mm
重量	360g	270g
JANコード	4987464995317 	4987464500375 
GS1コード	(01)04987464995317 	(01)04987464500375 
封入物	本体、キャリングケース、 針なしシリンジ、アダプター、 添付文書、取扱説明書	本体、キャリングケース、 添付文書、取扱説明書

### 3. 変更理由：

「**グロウジェクト® 皮下注 6mg/皮下注 12mg**」の発売に伴い、本製品にて投与する場合、変更前に封入の「アダプター」は使用できないため。

「**グロウジェクト® 皮下注 6mg/皮下注 12mg**」を本製品において使用する場合、新たに発売しました、カートリッジアダプターセットA/セットB、またはカートリッジアダプター(5個入り)に封入されております「カートリッジアダプター」をご使用ください。

尚、「針なしシリンジ」につきましては、そのままご使用になれます。

製剤と針なしシリンジ、アダプター、カートリッジアダプターの組み合わせは以下の通りです。

製 剤	EZII本体への薬剤吸入	薬剤投与
<b>グロウジェクト® 注射用8mg</b>	アダプター	針なしシリンジ
<b>グロウジェクト® 皮下注 6mg *</b>	カートリッジアダプター*	
<b>グロウジェクト® 皮下注 12mg *</b>	カートリッジアダプター*	

\*新たに発売

### 4. 変更品出荷予定ならびに初回製品番号

品 名	包 装	出荷予定時期	初回製品番号
<b>ツインジェクター® EZII</b> (包装変更品)	1本	2017年2月上旬頃	B77862

※変更品の出荷時期は、弊社から特約店へのお荷予定を表示しております。また、弊社在庫状況により出荷予定時期と異なることもございますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

以 上